



# Doboš za sterilizaciju



Ø x H

<b>A1-001-125</b>	125 x h 80 mm	<b>A1-051-125</b>
<b>A1-002-125</b>	125 x h 100 mm	<b>A1-052-125</b>
<b>A1-003-125</b>	<b>125 x h 125 mm</b>	<b>A1-053-125</b>

<b>A1-004-150</b>	150 x h 80 mm	-
<b>A1-005-150</b>	150 x h 100 mm	<b>A1-055-150</b>
<b>A1-006-150</b>	150 x h 130 mm	<b>A1-056-150</b>
<b>A1-007-150</b>	<b>150 x h 150 mm</b>	<b>A1-057-150</b>
<b>A1-008-150</b>	150 x h 190 mm	<b>A1-058-150</b>

<b>A1-009-190</b>	190 x h 125 mm	-
<b>A1-010-190</b>	190 x h 145 mm	<b>A1-059-190</b>
<b>A1-011-190</b>	<b>190 x h 165 mm</b>	<b>A1-060-190</b>
<b>A1-012-190</b>	190 x h 190 mm	<b>A1-061-190</b>
<b>A1-013-190</b>	190 x h 240 mm	<b>A1-062-190</b>
<b>A1-014-190</b>	190 x h 290 mm	-

<b>A1-015-240</b>	240 x h 120 mm	-
<b>A1-016-240</b>	240 x h 145 mm	<b>A1-063-240</b>
<b>A1-017-240</b>	<b>240 x h 165 mm</b>	<b>A1-064-240</b>
<b>A1-018-240</b>	240 x h 190 mm	<b>A1-065-240</b>
<b>A1-019-240</b>	<b>240 x h 240 mm</b>	<b>A1-066-240</b>
<b>A1-020-240</b>	240 x h 290 mm	<b>A1-067-240</b>
<b>A1-021-240</b>	240 x h 340 mm	<b>A1-068-240</b>
<b>A1-022-240</b>	240 x h 390 mm	<b>A1-069-240</b>

<b>A1-023-290</b>	290 x h 145 mm	<b>A1-070-290</b>
<b>A1-024-290</b>	<b>290 x h 165 mm</b>	<b>A1-071-290</b>
<b>A1-025-290</b>	290 x h 190 mm	<b>A1-072-290</b>
<b>A1-026-290</b>	290 x h 240 mm	<b>A1-073-290</b>
<b>A1-027-290</b>	<b>290 x h 290 mm</b>	<b>A1-074-290</b>
<b>A1-028-290</b>	290 x h 340 mm	<b>A1-075-290</b>
<b>A1-029-290</b>	290 x h 390 mm	<b>A1-076-290</b>

<b>A1-030-340</b>	340 x h 145 mm	<b>A1-077-340</b>
<b>A1-031-340</b>	<b>340 x h 165 mm</b>	<b>A1-078-340</b>
<b>A1-032-340</b>	340 x h 190 mm	<b>A1-079-340</b>
<b>A1-033-340</b>	340 x h 240 mm	<b>A1-080-340</b>
<b>A1-034-340</b>	340 x h 290 mm	<b>A1-081-340</b>
<b>A1-035-340</b>	340 x h 340 mm	<b>A1-082-340</b>
<b>A1-036-340</b>	340 x h 390 mm	<b>A1-083-340</b>

<b>A1-037-390</b>	390 x h 140 mm	<b>A1-084-390</b>
<b>A1-038-390</b>	390 x h 165 mm	<b>A1-085-390</b>
<b>A1-039-390</b>	390 x h 190 mm	<b>A1-086-390</b>
<b>A1-040-390</b>	390 x h 240 mm	<b>A1-087-390</b>
<b>A1-041-390</b>	390 x h 290 mm	<b>A1-088-390</b>
<b>A1-042-390</b>	390 x h 340 mm	<b>A1-089-390</b>
<b>A1-043-390</b>	390 x h 390 mm	<b>A1-090-390</b>

HOLLOWWARE



\* NAGLAŠENE DIMENZIJE SU U STANDARDNOM PRODAJNOM PROGRAMU



## Kontejner i pribor



### **KONTEJNER ZA STERILIZACIJU**

Kontejner za sterilizaciju, sa baktericidnim filterom.  
Izrađen od aluminijumske legure 5005, debljine 2 mm.  
Telo kontejnera, kao i poklopac izrađeni presovanjem, bez zavarivanja.  
Opremljen drškama za transport kao i sistemom za zaključavanje.  
Posедује držač etikete za označavanje i klasifikaciju.

### **ŽIČANA KORPA**

ŽIČANA KORPA, 520 x 240 x h 40 mm  
ŽIČANA KORPA, 520 x 240 x h 80 mm  
ŽIČANA KORPA, 240 x 240 x h 40 mm  
ŽIČANA KORPA, 240 x 240 x h 80 mm

### **PERFORIRANA, ALUMINIJUMSKA TACNA**

PERFORIRANA ALUMINIJUMSKA TACNA, 520 x 240 x h 80 mm  
PERFORIRANA ALUMINIJUMSKA TACNA, 520 x 240 x h 40 mm  
PERFORIRANA ALUMINIJUMSKA TACNA, 240 x 240 x h 80 mm  
PERFORIRANA ALUMINIJUMSKA TACNA, 240 x 240 x h 40 mm




**Filteri**

**Filteri**





# Kontejner za sterilizaciju



580 x 270

300 x 270

BOJA

BOJA	Kontejner sa 1 filterom	Kontejner sa 2 filtera	Kontejner sa 1 filterom	Kontejner sa 2 filtera
<b>260</b>	● SIVA A1-091-626/OS	● SIVA A1-091-626/OS	● SIVA A1-095-326/OS	● SIVA A1-095-326
	● PLAVA A1-091-626/BS	● PLAVA A1-091-626/B	● PLAVA A1-095-326/BS	● PLAVA A1-095-326/B
	● CRVENA A1-091-626/RS	● CRVENA A1-091-626/R	● CRVENA A1-095-326/RS	● CRVENA A1-095-326/R
	● ŽUTA A1-091-626/GS	● ŽUTA A1-091-626/G	● ŽUTA A1-095-326/GS	● ŽUTA A1-095-326/G
<b>195</b>	● SIVA A1-092-619/OS	● SIVA A1-092-619	● SIVA A1-096-319/OS	● SIVA A1-096-319
	● PLAVA A1-092-619/BS	● PLAVA A1-092-619/B	● PLAVA A1-096-319/BS	● PLAVA A1-096-319/B
	● CRVENA A1-092-619/RS	● CRVENA A1-092-619/R	● CRVENA A1-096-319/RS	● CRVENA A1-096-319/R
	● ŽUTA A1-092-619/GS	● ŽUTA A1-092-619/G	● ŽUTA A1-096-319/GS	● ŽUTA A1-096-319/G
<b>155</b>	● SIVA A1-093-615/OS	● SIVA A1-093-615	● SIVA A1-097-315/OS	● SIVA A1-097-315
	● PLAVA A1-093-615/BS	● PLAVA A1-093-615/B	● PLAVA A1-097-315/BS	● PLAVA A1-097-315/B
	● CRVENA A1-093-615/RS	● CRVENA A1-093-615/R	● CRVENA A1-097-315/RS	● CRVENA A1-097-315/R
	● ŽUTA A1-093-615/GS	● ŽUTA A1-093-615/G	● ŽUTA A1-097-315/GS	● ŽUTA A1-097-315/G
<b>110</b>	● SIVA A1-094-610/OS	● SIVA A1-094-610	● SIVA A1-098-310/OS	● SIVA A1-098-310
	● PLAVA A1-094-610/BS	● PLAVA A1-094-610/B	● PLAVA A1-098-310/BS	● PLAVA A1-098-310/B
	● CRVENA A1-094-610/RS	● CRVENA A1-094-610/R	● CRVENA A1-098-310/RS	● CRVENA A1-098-310/R
	● ŽUTA A1-094-610/GS	● ŽUTA A1-094-610/G	● ŽUTA A1-098-310/GS	● ŽUTA A1-098-310/G

HOLLOWARE





## Kasete za instrumente

### **KASETA ZA INSTRUMENTE SA ZATVARAČIMA**

Kaseta za instrumente sa zatvaračima. Namijenjena za sterilizaciju hirurških instrumenata. Izrađena od nerđajućeg čelika. Posuda i poklopac, bez zavarivanja.



KASETA SA ZATVARAČEM	180 x	80 x h	40 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	200 x	100 x h	50 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	220 x	120 x h	60 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	250 x	120 x h	60 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	300 x	120 x h	60 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	320 x	150 x h	60 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	400 x	160 x h	75 mm
KASETA SA ZATVARAČEM	500 x	200 x h	120 mm

### **KASETA ZA INSTRUMENTE BEZ ZATVARAČA**

Kaseta za instrumente bez zatvarača. Namijenjena za sterilizaciju hirurških instrumenata. Izrađena od nerđajućeg čelika. Posuda i poklopac, bez zavarivanja.



KASETA BEZ ZATVARAČA	180 x	80 x h	40 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	200 x	100 x h	50 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	220 x	120 x h	60 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	250 x	120 x h	60 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	300 x	120 x h	60 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	320 x	150 x h	60 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	400 x	160 x h	75 mm
KASETA BEZ ZATVARAČA	500 x	200 x h	120 mm

### **KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUMINIJUMSKA**



KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	250 x	100 x h	50 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	250 x	100 x h	70 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	250 x	150 x h	60 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	300 x	150 x h	70 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	350 x	150 x h	70 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	400 x	200 x h	90 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	400 x	300 x h	100 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	420 x	200 x h	80 mm
KASETA ZA INSTRUMENTE, ALUM.	610 x	180 x h	80 mm



## KASETA ZA STERILIZACIJU



KASETA ZA STERILIZACIJU 300 x 150 x h 60 mm  
KASETA ZA STERILIZACIJU 300 x 150 x h 90 mm

## TACNA ZA STERILIZACIJU

Izrađena od nerđajućeg čelika. Presovana, bez zavarivanja. Na zahtev dostupan i poklopac.



TACNA ZA STERILIZACIJU 250 x 100 x h 50 mm  
TACNA ZA STERILIZACIJU 250 x 100 x h 70 mm  
TACNA ZA STERILIZACIJU 250 x 150 x h 60 mm  
TACNA ZA STERILIZACIJU 300 x 150 x h 70 mm  
TACNA ZA STERILIZACIJU 350 x 150 x h 70 mm



## Posude

### BUBREŽNJAK

Bubrežnjak. Izrađen od nerđajućeg čelika. Presovan. Ravno dno.



BUBREŽNJAK 250 mm  
BUBREŽNJAK 200 mm  
BUBREŽNJAK 280 mm

### TACNA ZA INSTRUMENTE

Tacna za instrumente. U potpunosti izrađena od nerđajućeg čelika presovanjem, bez zavarivanja.



TACNA ZA INSTRUMENTE 220 x 170 x h 50 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 280 x 200 x h 50 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 320 x 240 x h 50 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 370 x 270 x h 50 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 200 x 150 x h 25 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 260 x 180 x h 30 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 300 x 220 x h 30 mm  
TACNA ZA INSTRUMENTE 350 x 250 x h 40 mm

### OKRUGLA POSUDA

Okrugla posuda, izrađena od nerđajućeg čelika, sa ravnim dnom.



OKRUGLA POSUDA Ø 40 mm  
OKRUGLA POSUDA Ø 60 mm  
OKRUGLA POSUDA Ø 80 mm  
OKRUGLA POSUDA Ø 100 mm  
OKRUGLA POSUDA Ø 120 mm  
OKRUGLA POSUDA Ø 150 mm

### POSUDA ČISTO-NEČISTO



POSUDA ČISTO-NEČISTO, PAR