



**ORMAN ZA LEKOVE**

- Orman za lekove, dvokrilni
- Korpus ormara izrađen od emajliranih limenih ploča
- Dva preklapajuća odeljka
- Gornji odeljak sa dvoje staklenih vrata, izrađenih od kaljenog stakla, sa bravom i dve police podesive po visini
- Donji odeljak sa dvoje emajliranih limenih vrata, bravom i policom

- Dimenzije: 75 x 37 x h 164 cm

**M600271** ORMAN ZA LEKOVE: DVOKRILNI



**ORMAN ZA LEKOVE**

- Orman za lekove, dvokrilni
- Korpus ormara izrađen od emajliranih limenih ploča
- Dvoje staklenih vrata, izrađenih od kaljenog stakla, sa bravom i tri police podesive po visini

- Dimenzije: 75 x 37 x h 164 cm

**M600270** ORMAN ZA LEKOVE, DVOKRILNI



## ▶▶▶ Radni sto



### **RADNI STO**

- Radni sto za lekara sa bočnim fiokama
- Okvir stola izrađen od okruglih hromiranih čeličnih cevi
- Radna površina izrađena od iverice

- Dimenzije: 120 x 70 x h 80 cm

**M600291 DVE FIOKE**



### **RADNI STO**

- Radni sto za lekara sa bočnim fiokama
- Okvir stola izrađen od okruglih hromiranih čeličnih cevi
- Radna površina izrađena od iverice

- Dimenzije: 120 x 70 x h 80 cm

**M600301 TRI FIOKE**



## Ginekološki sto



### GINEKOLOŠKI STO

- Osnova stola izrađena od hromiranih, četvrtastih, čeličnih cevi
  - Podesivi naslon za leđa i nožni deo
  - Postava izrađena od perivog, nezapaljivog plastičnog materijala
  - Opremljen parom visinski podesivih anatomskih držača nogu
  - Isporučuje se sa čeličnim lavorom prečnika 32 cm
- Dimenzije: 180 x 60 x h 78 cm

**M600359** STO GINEKOLOŠKI, MANUELNI, CRNI  
**M600359/B** STO GINEKOLOŠKI, MANUELNI, BELI



### GINEKOLOŠKI STO

- Osnova stola izrađena od hromiranih, okruglih, čeličnih cevi
  - Podesivi naslon za leđa i nožni deo
  - Postava izrađena od perivog, nezapaljivog plastičnog materijala
  - Opremljen parom visinski podesivih anatomskih držača nogu
  - Isporučuje se sa čeličnim lavorom prečnika 32 cm
- Dimenzije: 180 x 60 x h 78 cm

**M600333** STO GINEKOLOŠKI, MANUELNI, CRNI  
**M600333/B** STO GINEKOLOŠKI, MANUELNI, BELI





## ▶▶▶ Sto za pregled



### **STO ZA INTERNISTIČKI PREGLED**

- Osnova stola izrađena od hromiranih, okruglih, čeličnih cevi
- Podesivi naslon za leđa i nožni deo
- Postava izrađena od perivog, nezapaljivog plastičnog materijala
  
- Dimenzije: 180 x 60 x h 78 cm

**M600320** STO ZA PREGLED, TRODELNI



### **STO ZA INTERNISTIČKI PREGLED**

- Osnova stola izrađena od hromiranih, okruglih, čeličnih cevi
- Podesivi naslon za leđa i nožni deo
- Postava izrađena od perivog, nezapaljivog plastičnog materijala
  
- Dimenzije: 180 x 60 x h 78 cm

**M600357/C** STO ZA PREGLED, DVODELNI



## Ležaj za pregled

### **LEŽAJ ZA PREGLED**

- Ležaj za pregled, dvodelni
  - Osnova ležaja izrađena od četvrtastih emajliranih profila 25 x 25 mm
  - Osnova je rastavljiva - nije varena
  - Podesive podne gumene nožice osnove stola
  - Podesivi naslon za leđa
  - Postava izrađena od perivog, nezapaljivog plastičnog materijala
  - Opremljen držačem za papir
- Dimenzije: 177 x 60 x h 75 cm



- M600358/BL** LEŽAJ ZA PREGLED, PLAVI  
**M600358/TA** LEŽAJ ZA PREGLED, ORANŽ  
**M600358/TV** LEŽAJ ZA PREGLED, ZELENI  
**M600358/C** LEŽAJ ZA PREGLED, CRNI



### **LEŽAJ ZA PREGLED, TRODELNI**

- Osnova ležaja izrađena od hromiranih, četvrtastih, čeličnih cevi
  - Podesivi naslon za leđa i nožni deo
  - Postava izrađena od perivog, nezapaljivog plastičnog materijala
- Dimenzije: 180 x 60 x h 78 cm

- M600360** LEŽAJ ZA PREGLED, TRODELNI, CRNI  
**M600360/B** LEŽAJ ZA PREGLED, TRODELNI, BELI





## Stolica



### **STOLICA, ROTIRAJUĆA**

- Stolica na zavrtnanj
- Sedište postavljeno eko kožom sa zaštitnim gornjim slojem za lako održavanje, prečnika 32 cm
- Plastično podnožje opremljeno točkicama prečnika 50 mm

**M600389P/BL** STOLICA NA ZAVRTANJ, PLAVA  
**M600389P/TA** STOLICA NA ZAVRTANJ, ORANŽ  
**M600389P/TV** STOLICA NA ZAVRTANJ, ZELENA  
**M600389/P** STOLICA NA ZAVRTANJ, CRNA



### **STOLICA, ROTIRAJUĆA**

- Stolica na zavrtnanj
- Sedište postavljeno eko kožom sa zaštitnim gornjim slojem za lako održavanje, prečnika 32 cm
- Plastično petokrako podnožje bez točkica

**M600390/P** STOLICA NA ZAVRTANJ, BEZ TOČKIĆA



### **STOLICA, ROTIRAJUĆA**

- Sedište postavljeno eko kožom sa zaštitnim gornjim slojem za lako održavanje, prečnika 32 cm
- Plastično podnožje opremljeno točkicama prečnika 50 mm
- Opremljena gasnom oprugom za uzdizanje

**M600389/G/P** STOLICA SA GASNOM OPRUGOM



## Stepenik, kolica za prljav veš



### **STEPENIK**

- Osnova izrađena od hromiranih čeličnih cevi
- Stepenci prekriveni antiklizajućim plastičnim materijalom, crne boje
- Gumene podne nožice

**M600850** STEPENIK, VISINA 24 cm

**M600851** DVOSTEPENIK, VISINA 42 cm



### **KOLICA ZA PRLJAV VEŠ**

- Ram izrađen od okruglih hromiranih cevi
- Točkovi prečnika 80 cm
- Visina 95 cm
- Prečnik osnove 46 cm
- Platnena vreća

**M600840** KOLICA ZA PRLJAV VEŠ, JEDNOSTRUKA

**M600841** KOLICA ZA PRLJAV VEŠ, DVOSTRUKA





## Sto instrumentarski



### **STO INSTRUMENTARSKI**

- Instrumentarski sto, model MAYO
- Dimenzija tacne 70 x 45 x 1.7 cm
- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Petokrako postolje sa 5 točkića prečnika 50 mm
- Manuelno podešavanje visine od 90 do 115 cm

**M600480** STO INSTRUMENTARSKI, MAYO, MANUELNI



### **STO INSTRUMENTARSKI**

- Instrumentarski sto, model MAYO
- Dimenzija tacne 70 x 45 x 1.7 cm
- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Petokrako postolje sa 5 točkića prečnika 50 mm
- Podešavanje visine od 90 do 115 cm preko hidraulične nožne pumpe

**M600485** STO INSTRUMENTARSKI, MAYO, HIDRAULIČNI





# Držač latora, tabla za temperaturnu listu



## **DRŽAČ LAVORA**

- Držač latora, visine 80 cm
- Isporučuje se u kompletu sa latorom prečnika 32 cm
- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Plastična, petokraka osnova sa točkicama prečnika 50 mm

**M600522/P** DRŽAČ LAVORA



## **DRŽAČ LAVORA, DVOSTRUKI**

- Držač latora, dvostruki, visine 80 cm
- Isporučuje se u kompletu sa dva latora prečnika 32 cm
- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Plastična, petokraka osnova sa točkicama prečnika 50 mm

**M600532** DRŽAČ LAVORA, DVOSTRUKI



## **TABLA ZA TEMPERATURNU LISTU**

- Izrađena od nerđajućeg čelika
- Zaštićena pleksiglasom

**M600600** TABLA ZA TEMPERATURNU LISTU, h 34 x 23 cm  
**M600605** TABLA ZA TEMPERATURNU LISTU, h 43 x 32 cm



## ▶▶▶ Stativ za infuziju

### **STATIV ZA INFUZIJU**

- Stativ za infuziju
- Izrađen od čeličnih cevi
- Podešiva visina od 160 do 250 cm
- Plastično, petokrako, postolje sa točkicama prečnika 50 mm



**M600694/P**

**M600693/P**

**M600694/PM**

2 PLASTIČNE KUKE    4 PLASTIČNE KUKE    2 ČELIČNE KUKE



### **STATIV ZA INFUZIJU**

- Stativ za infuziju izrađen od hromiranog čelika
- Petokrako čelično postolje sa točkicama prečnika 50 mm
- Podešavanje visine preko nožne hidrauličke pumpe u rasponu od 189 do 260 cm
- 4 čelične kuke

**M600698/OL** STATIV ZA INFUZIJU, SA HIDRAULIČNOM PUMPOM



## Reflektor na stativu, paravan



### **REFLEKTOR NA STATIVU**

- Reflektor na stativu, izrađen od legure aluminijuma
- Fleksibilni nosač reflektora, podesiv u svim pravcima
- Plastično podnožje sa 5 točkica
- Visina podesiva od 100 do 150 cm

**M600733/P** REFLEKTOR NA STATIVU, STANDARD  
**M600733/P/L** REFLEKTOR NA STATIVU, LED



### **PARAVAN**

- Okvir izrađen od hromiranih, čeličnih cevi
- Plastični zastori, bele boje, perivi
- Visina 170 cm
- Montiran na točkicama prečnika 50 mm

**M600825/M** PARAVAN, DVODELNI,  
DIMENZIJE 97 x h 170 cm

**M600825** PARAVAN, TRODELNI,  
DIMENZIJE 144 x h 170 cm

**M600826** PARAVAN, ČETVORODELNI,  
DIMENZIJE 191 x h 170 cm



## ▶▶▶ Kolica



### **KOLICA, INOX**

- Kolica, kompletno izrađena od nerđajućeg čelika
- Police oivičene sa sve četiri strane
- Točkici prečnika 80 mm
- Drška za guranje

**M600866/08** KOLICA ZA INSTRUMENTE, DVE POLICE  
DIMENZIJA 60 x 40 x h 80 cm

**M600867/08** KOLICA ZA INSTRUMENTE, DVE POLICE  
DIMENZIJA 70 x 50 x h 80 cm

**M600868/08** KOLICA ZA INSTRUMENTE, DVE POLICE  
DIMENZIJA 90 x 60 x h 80 cm

**M600866/3** KOLICA ZA INSTRUMENTE, TRI POLICE  
DIMENZIJA 60 x 40 x h 80 cm

**M600867/3** KOLICA ZA INSTRUMENTE, TRI POLICE  
DIMENZIJA 70 x 50 x h 80 cm

**M600868/3** KOLICA ZA INSTRUMENTE, TRI POLICE  
DIMENZIJA 90 x 60 x h 80 cm



### **KOLICA, INOX**

- Kolica za terapiju dimenzija 90 x 60 x h 80 cm, sa dve police oivičene sa sve četiri strane.
- Kompletno izrađena od nerđajućeg čelika
- Isporučuje se u kompletu sa sledećim priborom koji se montira na kolica:
  - kanta za otpatke
  - držač lavora
  - lavor i
  - držač boca
- Točkici prečnika 80 mm

**M600863** KOLICA INOX



### **KOLICA, METALNA**

- Okvir izrađen od nerđajućeg čelika
- Točkici prečnika 80 mm
- Tri odvojive police
- Dimenzije 49 x 30 x h 78 cm

**M600877/I** KOLICA METALNA, ČELIČNE POLICE

**M600877/L** KOLICA METALNA, POLICE PLASTIFICIRANA  
IVERICA



**KOLICA**

- Izrađena od aluminijumskih okruglih cevi
- Dve plastificirane police debljine 18 mm
- Točkići prečnika 80 mm

**M600860** KOLICA, OVIČENA OGRADOM  
DIMENZIJE 60 x 40 x h 80 cm

**M600860/S** KOLICA  
DIMENZIJE 60 x 40 x h 80 cm

**M600861** KOLICA, OVIČENA OGRADOM  
DIMENZIJE 70 x 50 x h 80 cm

**M600861/S** KOLICA  
DIMENZIJE 70 x 50 x h 80 cm



**KOLICA**

- Okvir izrađen od nerđajućeg čelika
- Točkići prečnika 80 mm
- Drška za guranje
- Dve police

**M600878/I** KOLICA METALNA, ČELIČNE POLICE  
DIMENZIJE 61 x 43 x h 78 cm

**M600878/L** KOLICA METALNA, POLICE PLASTIFICIRANE  
DIMENZIJE 61 x 43 x h 78 cm

**M600879/I** KOLICA METALNA, ČELIČNE POLICE  
DIMENZIJE 75 x 50 x h 78 cm

**M600879/L** KOLICA METALNA, POLICE PLASTIFICIRANE  
DIMENZIJE 75 x 50 x h 78 cm



**KOLICA, METALNA**

- Kompletно izrađena od nerđajućeg čelika
- Dve police ovičene sa četiri strane
- Drška za guranje
- Isporučuje se sa lavorom 32 cm i držačem lavora
- Točkići prečnika 80 cm
- Dimenzije 70 x 50 x h 80 cm

**M601050** KOLICA, METALNA, 1 FIOKA  
**M601051** KOLICA, METALNA, 2 FIOKE



## Negatoskop

### **NEGATOSKOP**

- Negatoskop, model zidni
- Izrađen od emajliranog, čeličnog lima
- Podjeljen u panele
- Fluorescentno belo svetlo
- Nelomiv, beli, monohromatski difuzor sa držačem za film



<b>M604043</b>	NEGATOSKOP, JEDAN PANEL,	DIMENZIJE 400 X 430 mm
<b>M604043</b>	NEGATOSKOP, DVA PANELA,	DIMENZIJE 800 X 430 mm
<b>M612043</b>	NEGATOSKOP, TRI PANELA,L,	DIMENZIJE 1200 X 430 mm
<b>M616043</b>	NEGATOSKOP, ČETIRI PANELA,	DIMENZIJE 1600 X 430 mm
<b>M604043/M</b>	NEGATOSKOP, JEDAN PANEL,	SA REGULACIJOM SVETLA, DIMENZIJE 400 X 430 mm
<b>M608043/GM</b>	NEGATOSKOP, DVA PANELA,	SA REGULACIJOM SVETLA, DIMENZIJE 800 X 430 mm
<b>M612043/GM</b>	NEGATOSKOP, TRI PANELA,L,	SA REGULACIJOM SVETLA, DIMENZIJE 1200 X 430 mm